

FORMALINSYSTEM (SARSTEDT) – DANSKE FORHOLDSREGLER

Denne oversigt supplerer Sarstedts vejledning. Ved tvivl er det altid den officielle IFU, der gælder.

1. Overførsel af væv til S-Monovette®

- Tilsæt aldrig væske (fx saltvand/anden skyllevæske) til det tørre prøverør før formalin.
- Vær opmærksom på, at hjælpemidler ikke må hindre, at formalin kan strømme frit til og omkring vævsprøven (fx meget stort biopsipapir eller uhensigtsmæssige redskaber).
- Undgå skarpe hjælpemidler, der kan beskadige vævsprøven – medmindre de indgår i et fagligt valideret system og anvendes efter lokale retningslinjer.
- Læg vævet direkte i røret – **IKKE** i låget. (evt. på lille biopsipapir efter lokale retningslinjer)

2. Håndtering af stemplet og påfyldning af formalin

- Åbn hanen, og træk stemplet roligt tilbage, indtil der ikke kommer mere formalin (vakuum udlignet).
- Hold hele tiden fast i stemplet for at undgå tilbageløb.
- Der skal altid være en lidt luft i toppen af S-Monovetten; **fyld ikke helt op**.
- Skub **aldrig** stemplet tilbage, når du først har trukket formalin ud af posen.
- Følg i øvrigt Sarstedts vejledning trin for trin.

3. Mistanke om kontaminering eller fejlbrug

Afbryd straks brug af formalinposen, hvis:

- stemplet er trykket tilbage, så indhold kan være ført retur i posen, eller
- der er mistanke om kontaminering/misfarvning eller anden fejlbrug.

Handling:

- Stop straks brugen af systemet. Brug ikke posen til flere prøver.
- Send formalinpose og tilhørende prøverør med patientidentifikation samlet til den patologiafdeling, der normalt sendes til. Kontakt din lokale patologiafdeling og aftal den videre handling
- Ved mistanke om kontaminering, afbryd straks brugen af systemet og send posen til lokale patologiafdeling. Aftal nærmere handling med patologiafdelingen.

4. Formalin og temperatur

- Anvend så vidt muligt formalinposen ved stuetemperatur.

5. Hvis det ikke lykkes at fylde formalin på

- Ved tvivl, blokering eller tekniske problemer:
 - Undlad gentagne forsøg med stemplet eller tilsætning af andre væsker.
- Selv lidt formalin er bedre end slet intet.
 - Hvis korrekt påfyldning ikke kan sikres, send prøven ind som den er efter lokale retningslinjer, fremfor at risikere fejl.

6. Support og spørgsmål

- Spørgsmål til brug, håndtering eller fejl ved formalinsystemet rettes til leverandøren:

Hounisen Laboratorieudstyr A/S

Tlf.: (+45) 86 21 08 00. Mail: salg@hounisen.com