

## Respirationscenter Syd

# Rengøring og vedligehold

## A40 Pro

Det er vigtigt, at du løbende rengør og vedligeholder din maskine og tilbehør, så behandlingen altid fungerer optimalt. Her kan du læse om, hvordan du bedst rengør og vedligeholder de enkelte dele.

## Maske og slange

Her er en oversigt over den daglige og ugentlige rengøring af maske og slange.

### Daglig rengøring

Sådan gør du:

1. Tør maskens inder- og yderside af – først med en fugtig klud og bagefter med en tør, blød klud.
2. Tag slangen af, og hæng den et rent og tørt sted. Du må ikke hænge slangen i direkte sollys, eller vaske den i maskine.

### Ugentlig rengøring

Sådan gør du:

1. Skil masken ad, og vask den i varmt vand med parfumefrit opvaskemiddel.
2. Skyl delene grundigt i rent vand.
3. Kontroller lufthullerne på maskerammen, og rens dem med en nål, hvis de er blokerede.
4. Håndvask hovedbåndet med velcrolukning i mildt vaskepulver, og hæng det til tørre.
5. Udskift pandepuderne, hvis de er slidte eller snavsede.
6. Vask slangen i varmt vand med parfumefrit opvaskemiddel, skyl med rent vand, og hæng den til tørre.

## Filter

Filteret kræver løbende opmærksomhed og

vedligehold.

Du skal være opmærksom på følgende:

- Skift filter hver 6. måned eller før, hvis du kan se, at det er hullet eller tilstoppet.
- Sluk maskinen, før du skifter filteret.
- Vask ikke filteret, og genbrug det heller ikke.
- Tjek filteret for huller, støv og snavs hver måned, så du kan skifte det i tide.

## Maskinen

For at holde maskinen ren og velfungerende er det vigtigt, at du gør den ren en gang om ugen.

### Ugentlig rengøring

Sådan gør du:

1. Sluk maskinen og tag stikket ud af kontakten.
2. Frakobl alt tilbehør.
3. Tør maskinen af udvendigt med en klud, som du har fugtet med vand og mildt, parfumefrit opvaskemiddel.
4. Tør efter med en klud med rent vand og til sidst med en tør klud.
5. Lad maskinen tørre helt, før du sætter stikket i kontakten igen.

## Fugter og fugterkammer

For at undgå snavs og kalk er det vigtigt, at du rengør fugter og fugterkammeret dagligt.

### Daglig rengøring

Sådan gør du:

1. Lad varmepladen og vandet køle af i cirka 15

---

## Respirationscenter Syd

- minutter, inden du begynder at rengøre det.
2. Tag fugterkammeret op af fugter,
  3. Rengør fugtekammeret
  4. Tør fugter, varmeplade og udgangsport af med en klud, som du har vredet op i vand med mildt, parfumefrit opvaskemiddel.
  5. Tør efter med en klud vredet op i rent vand, så sæberester bliver fjernet.
  6. Lad alle delene lufttørre helt, før du bruger enheden igen.

Hvis der er hvide kalkansamlinger i fugterkammeret, kan du rense det væk med en blanding af 1 del husholdningseddike og 9 dele vand.

## Mere viden

Hvis du har brug for hjælp til rengøring og vedligehold af din maskine, er det vigtigt, at du kontakter hjemmeplejen i din kommune eller eventuelt Respirationscenter Syd.

---

### Kontakt

Respirationscenter Syd

29 64 83 24

Skriv til os på [www.ouh.dk/post-rcs](http://www.ouh.dk/post-rcs)

---