
	Klinisk Patologi, OUH Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.					Niveau: Øvrigt	
	JAK2 V617F mutationsanalyse						
Dokumentbrugere: OUH /Ekssamarb Læseadgang: Alle	Forfatter: Thomas K Kristensen	Dokumentansvarlig: OUH /Patologi/Afd. led	DokumentID / Dokumentnr. 519499 /	Ref.	Version: 1	03.10.2016	

1) Indikation

JAK2 V617F mutationsanalyse er primært relevant ved essentiel trombocytose (ET), primær myelofibrose (PMF) og polycythæmia vera (PV).

2) Analysesprincip

JAK2 V617F mutationspecifik kvantitativ real-time PCR.

3) Prøvemateriale og rekvisition

Mængde:

20 ml EDTA blod stabiliseret i EDTA glas.

Alternativt anvendes 2-3 ml knoglemarvsaspirat stabiliseret i EDTA glas.

HUSK at vende prøven, så materialet ikke koagulerer.

- Prøve mærkes med patient ID og stregkode fra Cosmic, kategori "PCR".
- For rekvirenter udenfor OUH udprintes rekvisition seddel, som vedlægges prøven ved forsendelsen med tydelig angivelse af dato for prøvetagning og rekvirent.

4) Prøveforsendelse

- Prøven skal være AKP i hænde indenfor 24 timer.
- Prøven opbevares og sendes ved stuetemperatur (må ikke nedfryses).

5) Indleveringsfrister/åbningstider

- Afdelingens åbningstider: Mandag til fredag kl. 8.00 - 15.30.
- Vær opmærksom på at fristen for indlevering af prøver på fredage samt dage før helligdage er senest kl. 13.00.

6) Telefon ved forespørgsler

- Spørgsmål vedr. prøveforsendelse, melding af prøve: Kontakt laboratoriet på tlf. 65 41 37 45.
- Spørgsmål vedr. prøvesvar og hastesvar: Kontakt sekretariat på tlf. 65 41 48 06.

7) Bemærkninger

Ingen.