

Rengøring og vedligehold

Hostemaskine Cough Assist E70

Det er vigtigt, at du løbende rengør og vedligeholder din maskine og tilbehør, så behandlingen altid fungerer optimalt. Her kan du læse om, hvordan du bedst rengør og vedligeholder de enkelte dele.

Dagligt

Her er oversigt over de daglige rengøringsopgaver.

Maske

Sådan gør du:

1. Tør masken af indvendigt med en fugtig klud og herefter med en tør, blød klud.
2. Vask masken med vand og sæbe, hvis der er kommet slim i. Se vejledning under "ugentlig".
3. Skift masken efter behov.

Slangen og samlestykke

Sådan gør du:

1. Tag slangen og samlestykket af og tjek dem.
2. Vask slangen og samlestykket, hvis der er kommet slim eller fugt i. Se vejledning under "ugentlig".
3. Sæt delene på maskinen igen, når de er tørre.

Bakteriefilter

Skift bakteriefiltre hver 24. timer eller før, hvis du kan se, at der er slim eller fugt i dem.

Ugentlig

Her er oversigt over de ugentlige rengøringsopgaver.

Maske

Sådan gør du:

1. Vask masken i lunt vand med parfumefri opvaskemiddel.
2. Skyl og tør masken.

Slange

Sådan gør du:

1. Kom slangen i en vaskebalje med lunt vand og parfumefri opvaskemiddel.
2. Skyl den igennem med rent vand.
3. Hæng den til tørre fx på en tøjbjølle og lad den tørre.
4. Sæt den på maskinen igen, når den er helt tør.

Samlestykke

Sådan gør du:

1. Vask samlestykket i lunt vand med parfumefri opvaskemiddel.
2. Kobl samlestykket på igen, når den er helt tør.

Månedlig

Her er oversigt over de månedlige rengøringsopgaver.

Maskinen

Tør maskinen af udvendigt, mens den er slukket.

Grå filter

Bag på maskinen sidder et gråt filter, som du skal rengøre. Sådan gør du:

- Vask filteret i lunt vand med parfumefri opvaskemiddel.
- Skyl det i rent vand.
- Læg det til tørre på et rent viskestykke.
- Sæt filteret på maskinen igen, når det er helt

Respirationscenter Syd

tørt.

Filteret skal udskiftes minimum hver 6. måned eller før, hvis det er i stykker.

Mere viden

Har du brug for nyt tilbehør eller brug for hjælp til din behandling, skal du kontakte Respirationscenter Syd på 29 64 83 24:

- Tast 1 for at bestille tilbehør (muligt kl. 9-12)
- Tast 2 for at booke eller afmelde tider
- Tast 3 for at tale med en sygeplejerske
- Tast 4 for at tale med en sekretær.

Kontakt

Respirationscenter Syd

29 64 83 24

Skriv til os på www.ouh.dk/post-rce
