

Rekvirering af døgn- og naturin – Blodprøver og Biokemi, OUH

Når der rekvireres en døgnurin eller en naturin, skal dunkstørrelse, vægt og opsamlingsens start- og sluttidspunkt angives. Dette gøres således:

1. Gå i WebReq via lægesystemet
2. Vælg 'Klinik analyser'
3. Vælg 'Odense Blodprøver og Biokemi' under fanen KBA
4. Under prøvetagningstidspunktet indtastes dato og klokkeslæt, identisk med sluttidspunktet for urinopsamlingen
5. Klik på pilen ud for Urin og Fæces
6. Klik i firkanten udfor den/de ønskede analyser, der ønskes rekvireret
7. Klik på Oplysninger

The screenshot displays the WebReq interface for ordering clinical analyses. Key elements are highlighted with red boxes:

- Klinik analyser** (Clinical analyses) in the top navigation bar.
- The **KBA** tab selected in the 'Favoritter' (Favorites) section.
- The dropdown menu for **Odense Blodprøver og Biokemi** (Odense Blood Tests and Biochemistry).
- The **Urin og fæces** (Urine and feces) category selected in the 'Sporstoffer og vitaminer' (Substances and vitamins) section.
- The **Prøvetagningstid** (Sampling time) field in the 'Bestilling' (Order) panel, showing the date 11-10-2024 and time 08:00.
- The **Oplysninger** (Details) button in the 'Bestilling' panel.
- The selected analysis **5-Hydroxyindolylacetat;Pt(U)** in the 'Klinik analyser' list, with a note: 'Angiv diuresens vægt, opsamlingsdunkens størrelse og opsamlingsstøden med dato/klokkeslæt' (Specify diuresis weight, collection container size, and collection time with date/clock).

8. Siden 'Rekvisitionsoplysninger' fremkommer
9. Indtast startdato udfor 'Starttidspunkt for urinopsamling'

Rekvisitionsoplysninger Advis Tilbage Gem Udfør

Prøvetagningstid

11-10-2024 08:00

Angiv diuresens vægt, opsamlingsdunkens størrelse og opsamlingstiden med dato/klokkeslæt

Starttidspunkt for urinopsamling. * 10-10-2024

Svar på denne rekvisition må videregives Ja Nej

Klinik analyser

5-Hydroxyindolylacetat;Pt(U)
Angiv diuresens vægt, opsamlingsdunkens størrelse og opsamlingstiden med dato/klokkeslæt

10. Scroll ned og klik på feltet 'Angiv yderligere information'
11. Feltet til indtastning af 'rekvisitionskommentarer' åbnes
12. Indtast
 - Vægt
 - Opsamlingsdunkens størrelse
 - Opsamlingstiden for døgn/naturinen med start og sluttidspunkt

Angiv yderligere information

Rekvisitionskommentar

2150 g, 5 l, 10. oktober kl. 08.00 til 11. oktober kl. 08.00

13. Klik Udfør
14. Print rekvisitionen