
	Klinisk Patologi, OUH Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.					Niveau: Øvrigt	
	CALR exon 9 mutationsanalyse						
Dokumentbrugere: OUH /Eksamarb Læseadgang: Alle	Forfatter: Thomas K Kristensen	Dokumentansvarlig: OUH /Patologi/Afd. led	DokumentID / Dokumentnr. 519502 /	Ref.	Version: 1	03.10.2016	

1) Indikation

CALR mutationsanalysen er primært relevant ved JAK2 mutation-negativ essentiel trombocytose (ET) og primær myelofibrose (PMF).

2) Analysesprincip

PCR amplifikation af CALR exon 9 efterfulgt af analyse ved kapillær elektroforese.

3) Prøvemateriale og rekvisition

Mængde:

20 ml perifert blod stabiliseret i EDTA glas.

Alternativt anvendes 2-3 ml knoglemarvsaspirat stabiliseret i EDTA glas.

HUSK at vende prøven, så materialet ikke koagulerer.

- Prøve mærkes med patient ID og stregkode fra Cosmic, kategori "PCR".
- For rekvirenter udenfor OUH udprintes rekvisition seddel, som vedlægges prøven ved forsendelsen med tydelig angivelse af dato for prøvetagning og rekvirent.

4) Prøveforsendelse

Prøven skal være AKP i hænde indenfor 24 timer. Vær opmærksom på at prøver ikke må sendes dagen før weekend/helligdage. Prøven opbevares og sendes ved stuetemperatur (må ikke nedfryses).

5) Indleveringsfrister/åbningstider

- Afdelingens åbningstider: Mandag til fredag kl. 8.00 - 15.30.
- Vær opmærksom på at fristen for indlevering af prøver på fredage samt dage før helligdage er senest kl. 13.00.

6) Telefon ved forespørgsler

- Spørgsmål vedr. prøveforsendelse, melding af prøve: Kontakt laboratoriet på tlf. 65 41 37 45.
- Spørgsmål vedr. prøvesvar og hastesvar: Kontakt sekretariat på tlf. 65 41 48 06.

7) Bemærkninger

Det kan bemærkes, at der ikke normalt er indikation for at foretage analysen hos JAK2 V617F mutation-positive patienter.