
		Klinisk Patologi, OUH Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.				Niveau: <b>Øvrigt</b> 
<b>FISH Myelomatose</b>						Godkendt af: <b>Annelise Olsen</b>
Dokumentbrugere: <b>OUH</b> <b>/Ekssamarb</b> Læseadgang: <b>Alle</b>	Forfatter: <b>Anne Nibe</b>	Dokumentansvarlig: <b>OUH</b> <b>/Patologi/Afd.</b> <b>led</b>	DokumentID / Dokumentnr. <b>509516 /</b>	Ref.	Version: <b>1.3</b>	<b>17.02.2022</b>

## 1) Indikation

Til prognosticering ved myelomatose.

## 2) Analysesprincip

Prognosticering ved hjælp af fluorescens in situ-hybridisering.

## 3) Prøvemateriale og rekvisition

For patient i myelomatose kræftpakkeforløb: Der fremsendes 3-5 ml knoglemarvsaspirat i Na-heparin glas til MACS sortering af plasmaceller og efterfølgende fremstilling af cytospin til FISH. På rekvisitionen anføres "Materiale til MACS".

- Prøve mærkes med patient ID og stregkode fra Cosmic, der henviser til cytogenetisk undersøgelse.

## 4) Prøveforsendelse

- Knoglemarvsaspirat til MACS sortering **skal** modtages samme dag, som det er udtaget.
- Sendes ved stuetemperatur.

## 5) Indleveringsfrister/åbningstider

- Afdelingens åbningstid: Mandag til fredag kl. 8-15.30.
- Lukket weekend og helligdage
- Prøver med ankomst efter kl. 15.30 **SKAL** varsles senest kl. 15 på tlf: 65 41 37 45.

### Hasteprøver:

Meldes til sekretariat på tlf. 65 41 48 06 og aftales med patolog.

Endvidere meldes tidspunkt for ankomst af hasteprøver til laboratoriet på tlf. 65 41 37 45.

### Ved ankomst efter kl. 15.30:

#### Hoveddør:

Laboratoriet kontaktes vha. dørklokke til venstre for hovedindgangen (tydelig betjeningsvejledning).

Tast "B+3745" eller 65 41 37 45

## 6) Telefon ved forespørgsler

- Spørgsmål vedr. prøveforsendelse, melding af prøve: kontakt laboratoriet på tlf. 65 41 37 45.
- Spørgsmål vedr. prøvesvar og hastesvar: kontakt sekretariat på tlf. 65 41 48 06.

## 7) Bemærkninger

FISH analysen laves 2 gange om ugen.