

Respirationscenter Syd

Rengøring og vedligehold

Hostemaskine Clearway

Det er vigtigt, at du løbende rengør og vedligeholder din maskine og tilbehør, så behandlingen altid fungerer optimalt. Her kan du læse om, hvordan du bedst rengør og vedligeholder de enkelte dele.

Dagligt

Her er oversigt over de daglige rengøringsopgaver.

Maske

Sådan gør du:

1. Tør masken af indvendigt med en fugtig klud og herefter med en tør, blød klud.
2. Vask masken med vand og sæbe, hvis der er kommet slim i. Se vejledning under "ugentlig".
3. Skift masken efter behov.

Slangen og samlestykke

Sådan gør du:

1. Tag slangen og samlestykket af og tjek dem.
2. Vask slangen og samlestykket, hvis der er kommet slim eller fugt i. Se vejledning under "ugentlig".
3. Sæt delene på maskinen igen, når de er tørre.

Bakteriefilter

Skift bakteriefiltre hver 24. time eller før, hvis du kan se, at der er slim eller fugt i dem.

Ugentlig

Her er oversigt over de ugentlige rengøringsopgaver.

Maske

Sådan gør du:

1. Vask masken i lunt vand med parfumefri opvaskemiddel.
2. Skyl og tør masken.

Slange

Sådan gør du:

1. Kom slangen i en vaskebalje med lunt vand og parfumefri opvaskemiddel.
2. Skyl den igennem med rent vand.
3. Hæng den til tørre fx på en tøjbjørle og lad den tørre.
4. Sæt den på maskinen igen, når den er helt tør.

Samlestykke

Sådan gør du:

1. Vask samlestykket i lunt vand og parfumefri opvaskemiddel.
2. Kobl samlestykket på igen, når den er helt tør.

Grå filter

Bag på maskinen sidder der to filtre. Det yderste, grå filter skal rengøres en gang om ugen. Dette kan gøres ved enten:

- at støvsuge det
- at vaske det i lun vand og parfumefri opvaskemiddel, hvorefter det skylles med rent vand. Det skal lufttørre helt, før det sættes i maskinen igen.

Vær opmærksom på, at du skal kassere dette filter helt 1 gang om året.

Månedlig

Her er oversigt over de månedlige

Respirationscenter Syd

rengøringsopgaver.

Maskinen

Tør maskinen af udvendigt, mens den er slukket.

Hvid filter

Det inderste hvide filter, skal kasseres 1 gang om måneden eller oftere ved behov, hvis du kan se, at det er synligt beskidt.

Mere viden

Har du brug for nyt tilbehør eller brug for hjælp til din behandling, skal du kontakte

Respirationscenter Syd på 29 64 83 24:

- Tast 1 for at bestille tilbehør (muligt kl. 9-12).
- Tast 2 for at booke eller afmelde tider.
- Tast 3 for at tale med en sygeplejerske.
- Tast 4 for at tale med en sekretær.

Kontakt

Respirationscenter Syd

29 64 83 24

Skriv til os på www.ouh.dk/post-rcs
