

Bestilling af utensilier og papirvarer

21-08-2026

Ved den enkelte bestilling bedes Praksis overveje, om der er andre varer, der nærmer sig udløb, så der kan laves en samlet bestilling.

Ekspeditionstiden er maksimalt 8 dage.

Afdeling for Klinisk Patologi - Odense Universitetshospital	
Åbent formalinsystem (skal <u>altid</u> anvendes under sug):	
Biopsiglas m. skruelåg 20 ml formalin (altid hele kasser m. 50 stk og max 2 kasser)	kasse
Biopsiglas m. skruelåg 20 ml formalin (altid 10 stk)	stk
Lukket formalinsystem (kan anvendes uden brug af sug):	
Monovette 9 ml - uden formalin (50 stk pr pose)	pose
Monovette 25 ml - uden formalin (50 stk pr pose)	pose
Formalin 450 ml i sikkerhedsboks, max 6 stk	stk
Informationsmateriale vedr. brug af Monovette-systemet: - Gældende vejledning fra Sarstedt (se side 18 og frem): Brugsanvisning - SARSTEDT formalin-system (IFU) - De danske forholdsregler: Klik her for at åbne pdf - Instruktionsvideo: Klik her for at åbne YouTube Ja Nej	
Resten af 2026 tilbydes en gratis vægholder til hver praksis - ønskes dette: <i>(bestilling af yderligere vægholdere skal ske direkte hos Hounisen på salg@hounisen.com. Vægholderen sælges til særlig kampagnepris på 85 kr. pr. vægholder i resten af 2026)</i>	
Øvrige bestillingsvarer:	
Forsendelseskuberter med adressen "Afdeling for Klinisk Patologi - OUH"	stk
5-rums forsendeshylstre	stk
Plastikposer til biopsiglas - rulle med 100 stk	stk

Leveringsoplysninger

Ydernummer: _____

Navn og adresse: _____

Dato

Navn på den person, der har bestilt

Bestillingssedlen udfyldes her og sendes ved at trykke på

Alternativt kan bestillingssedlen sendes til: ode.kp@rsyd.dk