

Rekvireringskema Porfyrisygdomme

Skal sendes som sikker post via
"Send Digitalt"

Kendt porfyrisygdom i familien		Nej	Ja	Hvis Ja - Hvem og hvilken sygdom: _____	
Patientdata		OBS porfyrisygdom		Porfyripakker og materialeudtag	
Prøvetagningstid: _____ Patientens cpr-nr.: _____ Navn: _____ Rekurrent sygehus eller læge: _____ Tlf.nr.: _____ Sikker-mail: _____ SKS-kode: _____		Neuroviscerale symptomer Sidste 4 dg Tidligere Akutte mavesmerter..... Varighed >12 timer..... Opioidkrævende..... Indlæggelse..... Neurologiske symptomer/fund Hvilke _____ Psykiske symptomer..... Hvilke _____ Andet..... Hvilke _____		Akut porfyripakke 3 x 10 mL koncentreret urin uden tilsætning OG 3 x 1,5 mL afpipetteret plasma (ikke fra gelglas) eller 3 x 4 mL heparinblod (ikke fra gelglas) For brugere af BCC og Labka II: Bestil: U-Porfyrin forstadie, U-Porfyrintype, P-Porfyrintype	
Alt prøvemateriale beskyttes mod lys ved indpakning i alufolie/sølvpapir og opbevares på køl (2-8°C) indtil forsendelse. Rekviritionsseddel OG prøvemateriale med navn og cpr-nr. indsendes samlet. Til patienter der selv sender prøvemateriale: Påfør prøvetagningstidspunkt på rørene. Alle prøver skal være modtaget i porfyrilaboratoriet inden 3 døgn efter prøvetagning, dvs. sendes som quickbrev og kun mandag til torsdag		Hudsymptomer Sår/vesikler/fragil hud		Kutan porfyri 3 x 10 mL koncentreret urin uden tilsætning OG 3 x 1,5 mL afpipetteret plasma (ikke fra gelglas) eller 3 x 4 mL heparinblod (ikke fra gelglas) For brugere af BCC og Labka II: Bestil: U-Porfyrintype, P-Porfyrintype	
		Akutte smerter i huden efter lyseksponering		Hvis ja indsend <u>også</u> 3 x 3-5 mL EDTA-blod. Bestil Erccs(B)-Protoporfyrin	
		Fæces		Fæcesprøve min 5 g (2 spiseskeer) - Ikke nødvendig i den initiale udredning Behov for efterbestilling vil fremgå af det lægekommenterede porfyrisvar For brugere af BCC og Labka II bestil: F-Fæcestype	
		Opfølgning kendt porfyrisygdom			
		Diagnose: _____		AIP, VP og HCP: 3 x 10 mL koncentreret urin uden tilsætning Bestil: U-Porfyrin forstadie. NB Hastepøver aftales telefonisk PCT: 3 x 10 mL koncentreret urin uden tilsætning. Bestil: U-Porfyrintype EPP: 3 x 3-5 mL EDTA-blod. Bestil: Erccs(B)-Protoporfyrin	