

## Rekvirering af vasectomikontrol efter sterilisation

Vasectomikontrol skal bestilles i WebReq, når der udleveres et kontrolsæt.

1. Gå i WebReq via lægesystemet
2. Klik på 'Listevisioning'
3. Vælg 'Odense Blodprøver og Biokemi'
4. Under Rekvistionstype vælges 'Prøve tages på laboratorium'
5. Klik på 'Vælg andre analyser'
6. Klik på 'Sæd'

The screenshot shows the 'REKVISITION: LABORATORIEMEDICIN' interface. At the top, there are fields for 'Laboratorium' (Odense Blodprøver og Biokemi), 'Prøvetagningsid' (16 marts 2024), and 'Rekvistionstype' (Prøve indsendes). Below this is a grid of laboratory tests categorized into 'KLINISKE PROFILER' and 'LABORATORIE PROFILER (ALLE)'. The 'SÆD' category is highlighted in the left sidebar, and the 'VÆLG ANDRE ANALYSER' button is also highlighted.

7. Klik på 'Spermatozoa(Vasectomiktr);Pt'

The screenshot shows the 'SÆD' category selection screen. The search bar contains the text 'Semen; Spermatozoa(vasectomiktr);Pt'.

8. Klik 'Udfør'
9. Der må ikke bestilles andre analyser på samme rekvistion